



**LOSER & CO**  
*Zawsze coś dobrego...*


[www.loser.eu](http://www.loser.eu)



# Informacje o narzędziu


Boge 513™ to zmodyfikowany skaler Hoe. Ze względu na kąt wygięcia instrumentu jego ostrzenie jest praktycznie niewykonalne. Kształt i funkcjonalność instrumentu możliwa jest tylko w technologii XP, która uwalnia instrumenty periodontologiczne z czasochłonnego i kłopotliwego ostrzenia.

XP<sup>®</sup> Technology  
The Sharpen-Free Instruments™



Z jednej strony Boge 513™ ma wydłużony shank i prostą, lekko zakrzywioną krawędź tnącą. Szerokość tej części instrumentu została zaprojektowana tak, aby utrzymać jego prawidłową stabilizację podczas ruchów pionowych i poziomych.


Z drugiej strony instrumentu znajduje się jednostronny skaler Nebraska 128 przeznaczony do pracy w odcinku przednim.



# Zastosowanie kliniczne


Przednia część służy do usuwania kamienia nazębnego z:

- marginalnych obszarów recesji odsłoniętych powierzchni korzenia
- górnych i dolnych przednich regionów wewnątrzustnych
- obszarów, na których pacjenci mają założony stały aparat ortodontyczny
- tylnich obszarów z ekspozycją powierzchni korzenia



Skaler Nebraska 128 przeznaczony jest do usuwania kamienia nazębnego z:

- obszarów kontaktu międzyzębowego
- obszarów stłoczenia zębów i / lub recesji



„Krzywizna ostrza jest świetnie dopasowana do łuku od strony językowej, uwielbiam też pracę skalerem Nebraska 128 w trudnych obszarach zębów przednich.”

- *Ryan Rutar, RDH, MAM*



## Emily Boge

Emily Boge – Higienistka, wykładowca, Prezes Stowarzyszenia Higienistek Stomatologicznych w stanie Iowa (2016-2017). Jako aktywny członek Stowarzyszeń Zawodowych ADHA i AADH Emily jest zwolennikiem profesjonalnej higieny jamy ustnej na wielu poziomach. W 2015 roku wykładowca na „Master Clinician Award from ADHA“. Obecnie jest właścicielką Think Big Dental, firmy zajmującej się wykładami akademickimi. W 2012 została wybrana przez IDHA Higienistką Roku stanu Iowa.

# Dostępne wzory

Boge 513™ dostępny jest wyłącznie w Technologii XP, w wersji tradycyjnej oraz Quik-Tip®.



AESB513XPX

334 PLN



AESB513XPZ

334 PLN



AESB513AXPQT

125 PLN



AESB513BXPQT

125 PLN



AEQTHP

93 PLN

Podane ceny obowiązują do 31.12.2016 i zawierają ustawowy podatek VAT. Dystrybutor zastrzega sobie prawo zmian cen i nie odpowiada za pomyłki drukarskie. Oryginalne produkty mogą odbiegać pod względem kolorów itp. od produktów przedstawionych na zdjęciach. Przy zakupach obowiązują ogólne warunki handlowe dystrybutora.

**LOSER & CO**

*Zawsze coś dobrego...*



PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK

TEL.: +48 608 550 333 • e-mail: [mrusek@loser.de](mailto:mrusek@loser.de)

[www.loser.eu](http://www.loser.eu)